



ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA



EXAME	MATERIAL	ORIENTAÇÕES
Hemograma		Evitar hemólise intensa, processar até 24h
Pesquisa de hemoparasitas		-
Perfil Renal		Evitar hemólise e lipemia intensa
Perfil Hepático		Evitar hemólise e lipemia intensa
Bilirrubinas		Proteger da luz e evitar hemólise e lipemia intensa
Lactato		Evitar hemólise intensa, processar até 8h
Glicose		Evitar hemólise intensa, processar até 8h
Demais bioquímicos		Evitar hemólise e lipemia intensa
Eletrólitos	de lítio	Evitar hemólise e lipemia intensa
Citologia de líquidos cavitários	+	Processar em até 2 horas
Líquido Sinovial	+	Processar em até 2 horas
Provas bioquímicas em líquidos cavitários		Processar em até 6 horas
Cultura bacteriana		-
Provas de coagulação		Evitar hemólise e lipemia intensa
PCR		-
Sorologia		Evitar hemólise e lipemia intensa

LEGENDA:

Esfregaço sanguíneo

Tubo sem anticoagulante

Tubo com EDTA

Tubo com Fluoreto

Tubo com Citrato

Tubo com Heparina

Sangue Fresco

Swab